


Allergènes - matières premières et produits finis : Quelles solutions analytiques

St. MOREAU

SHIMADZU France

CECM – réunion du 21/10/2005

Grasse



Sommaire


Sommaire

- IFRA
- Contraintes / Besoins
- Approches
- Solutions disponibles
- Résumé



SHIMADZU

Solutions for Science



IFRA



Historique / règlements

Document pointing out usual pitfalls when applying the GC/MS Quantitation method for potential allergens

The document should help to avoid some pitfalls when using the GC/MS Method for the detection of the 24 'Allergens'.

[Pitfalls](#)


Analytical procedure for the GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens in fragrance compounds

IFRA IL 683 informed about an analytical method developed by a joint IFRA / EFTA Working Group that allows the determination of the presence of potential allergens in fragrance compounds. This makes reference to the fragrance ingredients defined by the SCCNFP as potential allergens and which are included in the 7TH Amendment of the European Cosmetics Directive for the purpose of labelling in finished cosmetic products. An article extensively describing the method as well as results of testing was accepted for publication in the Journal of Agricultural and Food Chemistry.



SHIMADZU

Solutions for Science



Description de la « réglementation »



Version 1 - September 25, 2003


INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION - ANALYTICAL PROCEDURE

- GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens* in fragrance compounds
- *as defined by the SCCNFP in its opinion 0450/01, final and reflected in the 7th Amendment to the European Cosmetics Directive as published in the Official Journal N° L 66 of the European Union on March 11, 2003.
- The above-cited regulation requires indicating the presence of 26 fragrance ingredients in **finished cosmetic products** if exceeding a threshold of 0.01% for rinse-off and 0.001% for leave on products.
- From the **26 materials selected by the SCCNFP** two are natural extracts (oak moss and tree moss) so the method as specified below restricts itself on the **determination of the 24 volatile chemicals**.
- This method is intended to provide a reliable analytical method that can be used as reference in all quality control labs in the fragrance manufacturers industry, the customer industry but also serve the needs of public analysts.
- The method has been developed by the **EFFA / IFRA Analytical Working Group** and has been accepted for publication by the Journal of Agricultural and Food Chemistry (A. Chaintreau, D. Joulain, C. Marin, C-O. Schmidt, M. Vey, GC-MS Quantitation of Fragrance Compounds Suspected to Cause Skin Reaction. Part 1, J. Agric. Food Chem., accepted for publication).



SHIMADZU

Solutions for Science



Liste officielle IFRA



INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) names

1. Amyl Cinnamal

CAS: 122-40-7

Both the (E) and (Z) isomers. .

2. Benzyl Alcohol

CAS: 100-51-6

3. Cinnamyl Alcohol

CAS: 104-54-1

Both (E)- and (Z)- isomers

4. Citral CAS: 5392-40-5

Both (Z)- (Neral: CAS 106-26-3)
and (E)- (Geranial: CAS 141-27-5)

5. Hydroxycitronellal

CAS: 107-75-5

Both (R)- and (S)- enantiomers

6. Eugenol

CAS: 97-53-0

7. Isoeugenol

CAS: 97-54-1

Both (E)- and (Z)- isomers

8. Amylcinnamyl Alcohol

CAS: 101-85-9

Both the (E) and (Z) isomers.

9. Benzyl Salicylate

CAS: 118-58-1

10. Cinnamal

CAS: 104-55-2

Both (E)- (trans- CAS 14371-10-9)
and (Z)- (cis- CAS 57194-69-1)

11. Coumarin

CAS: 91-64-5

12. Geraniol

CAS: 106-24-1

The (Z)- isomer (Nerol: CAS 106-25-2) is
not included.

13. Hydroxyisohexyl- 3-cyclohexene carboxaldehyde

CAS: 31906-04-4

14. Anise Alcohol

CAS: 105-13-5

15. Benzyl Cinnamate

CAS: 103-41-3

Both (E)- and (Z)- cinnamate isomers

16. Farnesol

CAS: 4602-84-0

Undefined mixture of four isomers
(predominantly the (E,E) ("trans, trans-
Farnesol": CAS 106-28-5) and (Z,E)
("trans, cis-Farnesol": CAS 3790-71-4) .

17. Butylphenyl Methylpropional (Lilial)

CAS: 80-54-6

18. Linalool

CAS: 78-70-6

19. Benzyl Benzoate

CAS: 120-51-4

20. Citronellol

CAS: 106-22-9

Both (R)- ((-): CAS 1117-61-9)and (S)-
((+): CAS 7540-51-4) enantiomers are
included.

21. Hexyl Cinnamal

CAS: 101-86-0

Both the (E) and (Z) isomers. .

22. Limonene

CAS: 5989-27-5

Both (R)- and (S)- (CAS # 5989- 54-8)
enantiomers may have to be taken into
account . (See special note on
LIMONENE).

23. Methyl 2-Octynoate (Methyl Heptin Carbonate)

CAS: 111-12-6

24. Alpha-Isomethyl Ionone


CAS: 127-51-5

Both (E)- and (Z)- isomers of the specified
structural isomer are included in the
analysis.



SHIMADZU

Solutions for Science




remarques



- SPECIAL NOTE ON d-LIMONENE

Strictly speaking, only the (R)- enantiomer would need be taken into account. Users should however be aware that because chiral differentiation techniques (e.g. Chromatography with chiral columns) are unlikely to be used by verifying laboratories, the (R)- and (S)- enantiomers will not be routinely distinguishable. . For that reason, it is recommended to provide information about the total levels of both enantiomers. If specific analysis has been performed which allows quantitative distinction of each enantiomer, then in addition to the total concentration of both enantiomers, more detailed information may be given.

**SHIMADZU***Solutions for Science*



Plan de travail


Problématiques

Contrôle des matières premières	Coélution Faux positifs / faux négatifs	GCMS-SCAN GCMS-SIM GCMS-Dual column Comprehensive GCMS GCxGC-TOF MDGCMS
Contrôle des compositions	Coélution Faux positifs / faux négatifs	GCMS-SCAN GCMS-SIM GCMS-Dual column Comprehensive GCMS GCxGC-TOF MDGCMS
Contrôle des crèmes, shampoing, émulsions, ...	Coélution Faux positifs / faux négatifs Pb matrice	ALEX-GCMS LINEX-GCMS



SHIMADZU

Solutions for Science



conditions chromatographiques

essais

Table 1. GC conditions

Column	Oven program	Time min	Initial gas velocity cm/sec	Co-elutions
DB1, 60m × 0.25mm × 0.25μm	100°-2min; 10°/min; 280°C	25	50	Amylcinnamic ald./1 st peak of HMPCC*
DB17, 20m × 0.18mm × 0.18μm	100°-2 min; 10°/min; 280°C	17	60	No co-elution

* The first peak of HMPCC (CAS 31906-04-4) is not the most abundant (# 28 %) and it is not used for its quantitation. Its ions do not interfere with ions of amylcinnamic

Détection MS :

- 1] scan – limité en sensibilité, coélution
- 2] SIM – absence de contrôle du spectre

Risque de faux positifs / négatifs


Pb avec les pics larges / fenêtres en SIM

➔ Nouveaux appareils : possibilités en Scan ?



SHIMADZU


Solutions for Science



Analyses d'un mélange standard d'Allergènes (26 Composés 400 ppm)

essais

Segments à problèmes




RTX-5 50m, 0.25 mm ID, 0.25 μ m

50°C, 1min, 2°C/min 210 °C, 10°C/min 280°C, 10 min
He Velocity 34.4 cm/sec, split 300:1
MS SCAN 30-300 amu



SHIMADZU


Solutions for Science



Approches


essais

- 1] Utiliser les performances des nouveaux GCMS avec pompes turbomoléculaires pour connecter deux colonnes dans le détecteur de Masse.
- 2] Etudier le gain en fast GCMS
- 3] Essais en Comprehensive GC-qMS
- 4] Produits finis




1ère approche : 2 colonnes dans le détecteur MS

essais



SHIMADZU

Solutions for Science



Avantages / Contraintes


essais

- 2 colonnes dans l'interface :
 - Economie d'un GCMS
 - Souplesse analytique (SPB5 – WAX)
 - ➔ confirmation, résolution coélution
 - réduction du temps d'analyse
 - ➔ travail en scan : pas besoin de réinjecter pour éliminer les faux positifs / négatifs
 - identification par le spectre complet avec recherche en librairie et confirmation avec Indice de rétention si nécessaire
 - élimine le problème des fenêtres en SIM dans le cas des pics larges (« shift » du temps de rétention)



SHIMADZU

Solutions for Science



essais


Avantages / Contraintes

- Matériel nécessaire :
 - Pompes turbomoléculaires avec système à double pompage (220 L/s + 65L/s)
 - Capacité de 15 ml/mn au niveau de la source
 - 2 colonnes débitent environ 4 ml /mn (limite des appareils mono-pompe)
 - Deuxième pompe pour un vide plus poussé et une meilleure sensibilité en Scan.
 - Injecteur automatique capable d'injecter sur les deux voies




SHIMADZU

Solutions for Science



Résultat : 2 chromato / run

essais




Travaux publiés :

H. Leijs et al : J. Agric. Food Chem. 2005,53,6487



SHIMADZU

Solutions for Science



2ème approche : Fast GCMS

essais


Intérêts :

- Réponse rapide en contrôle Qualité et production
- Gain de sensibilité
- Pour certains composés, une meilleure précision résultant de la baisse d'interactions dans la phase stationnaire.




SHIMADZU

Solutions for Science




Notions en fast GC & GCMS

essais




SHIMADZU

Solutions for Science




Contrainte : détecteur MS rapide

essais




kerosène



SHIMADZU



Solutions for Science



Comparatif GC conventionnelle et Fast


essais

1. Benzyl Alcohol
2. Limonene
3. Linalol
4. Methyl HeptinCarbonate
5. Citronellol
6. Citral (Neral)
7. Cinnamic Aldehyde
8. Geraniol
9. Citral (Geranial)
10. Anisic Alcohol
11. Hydroxy Citronellal
12. Cinnamic Alcohol
13. Eugenol
14. Coumarin
15. Iso-Eugenol
16. Methyl Gamma Ionone
17. Lilial
18. Amyl Cinnamic Aldehyde
19. Lylal
20. Amyl Cinnamic Alcohol
21. Farnesol 1
22. Farnesol 2
23. Hexyl Cinnamic Aldehyde
24. Benzyl Benzoate
25. Benzyl Salicylate
26. Benzyl Cinnamate





SHIMADZU

Solutions for Science




Segment S1




SHIMADZU


Solutions for Science




Segment S2



RTX-5 50m, 0.25 mm ID, 0.25 μ m




RTX-5 10m, 0.1 mm ID, 0.1 μ m




Qualité du spectre En Fast GCMS


SI = 98



- Standard analysis
- Fast (shifted and normalized)



Scan Mode (Spectral acquisition)




Fast GCMS Analysis needs:

1. High speed Quad scan and low Rf setup time
2. High No of spectra/sec FWHM 0.1-0.5 sec: sampling ≥ 20 Hz [2]

[2] J. V. Hinshaw, LCGC (2002)vol 15 p. 152







SHIMADZU

Solutions for Science




Qualité du spectre

essais





Conditions : FWHM 0.6 - 20 Hz, 30-450 amu

Spectre identique à l'APEX, en début et fin de pic



Calibration et linéarité en Fast GCMS

essais




**Linéarité de la courbe de calibration contrôlée
entre 4 et 400 ppm : $R^2 = 0.99998$**




SHIMADZU

Solutions for Science




Exemple en Fast GC/MS

Rouge : Parfum dilué dans l'Acétone 1000:1
Noir : Standard 200-400 ppm





SHIMADZU

Solutions for Science



NB : Possibilité d'utiliser H₂ en gaz vecteur sans risque de CI – débit des colonnes FAST plus faible.





SHIMADZU

Solutions for Science

3ème approche : Comprehensive GCMS

- Principe :

**SHIMADZU***Solutions for Science*




Chromatography

3ème approche : Comprehensive GCMS


GCxGC-qMS

GC x GC Schematic



SHIMADZU


Solutions for Science




3ème approche : Comprehensive GCMS


GCxGC-qMS

1ère étape




2ème étape





3ème approche : Comprehensive GCMS

GCxGC-qMS




Images fournies par Mr Ed LEDFORD – ZOEX Corporation



SHIMADZU


Solutions for Science



3ème approche : Comprehensive GCMS

GCxGC-qMS

The Loop Modulator




Les deux boucles
permettent de
refocaliser les composés






SHIMADZU

Solutions for Science




3ème approche : Comprehensive GCMS






3ème approche : Comprehensive GCMS




SHIMADZU

Solutions for Science



3ème approche : Comprehensive GCMS GCxGC-qMS on Allergens

GCxGC-qMS




- Mohamed Adahchour et al



SHIMADZU


Solutions for Science



3ème approche : Comprehensive GCMS

GCxGC-qMS

Quality of spectra




- Mohamed Adahchour



SHIMADZU

Solutions for Science




3ème approche : Comprehensive GCMS

GCxGC-qMS


No skewing

mass ratio plot (m/z 136/121)

Shimadzu qMS



TOF MS




- Mohamed Adahchour et al



SHIMADZU


Solutions for Science

GCxGC-qMS



Quantitative data

Compound	Selective mass	R ²	Detection limits (pg)
3-Octen-2-one	111	0.9978	4
Trans-2,4-Heptadienal	81	0.9992	11
Ethyl-2-methylbutyrate	102	0.9957	1
Nonanal	98	0.9981	4
trans-2-Nonenal	83	0.9951	19




- Mohamed Adahchour et al



SHIMADZU

Solutions for Science



GCxGC-qMS

3ème approche : Comprehensive GCMS

1. Comprehensive two-dimensional gas chromatography in combination with rapid scanning quadrupole mass spectrometry in perfume analysis

Luigi Mondello et al:

Journal of Chromatography A, 1067 (2005) 235–243

2. Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography coupled to rapid-scanning Quadrupole Mass Spectrometer (GCxGC–qMS): Principles and Applications

Mohamed Adahchour, Menno Brandt, Hans-Ulrich Baier, René J.J. Vreuls and Udo A.Th. Brinkman:

[Journal of Chromatography A](#)


[Volume 1067, Issues 1-2](#) , 4 March 2005, Pages 245-254

Mass Spectrometry: Innovation and Application. Part IV



SHIMADZU

Solutions for Science



3ème approche : Comprehensive GCMS

GCxGC-qMS

FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL

Flavour Fragr. J. 2004; **19**: 91–98

Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/ffj.1334

Quantitation of suspected allergens in fragrances (Part I): evaluation of comprehensive two-dimensional gas chromatography for quality control

Robert Shellie,¹ Philip Marriott¹ and Alain Chaintreau^{2*}

¹ Australian Centre for Research on Separation Science, Department of Applied Chemistry, RMIT University, GPO Box 2476V, Melbourne, Victoria 3001, Australia

² Firmenich SA, Corporate R&D Division, PO Box 239, 1211 Geneva 8, Switzerland


Received 22 February 2003

Accepted 25 March 2003




SHIMADZU

Solutions for Science




GCxGC-qMS

Dual GcxGC-qMS



SHIMADZU

Solutions for Science



4ème approche : Crèmes et produits finis cosmétiques

- Matrices complexes et variées :
Savons, crèmes, shampoing, ...

Techniques envisagées à base de
thermodésorption. → deux appareils
sur le marché :


CIS (GERSTEL)

OPTIC (ATAS)



SHIMADZU

Solutions for Science



4ème approche : Crèmes et produits finis cosmétiques

Produits Finis



CIS-4


Automated Liner EXchange



 SHIMADZU


Solutions for Science

Automated Liner Exchange




- Changement automatique du liner à chaque analyse.
- évite la contamination des colonnes
- Pas de ligne de transfert
- Injection de matrices chargées


**SHIMADZU***Solutions for Science*



LINEX (Liner Exchange)




Produits Finis






LI NEX

Produits Finis




 **SHIMADZU**


Solutions for Science



4ème approche : Crèmes et produits finis cosmétiques



Allergen Standard 10 ppm




Emulsion spiked with 100 ppm





SHIMADZU

Solutions for Science



4ème approche : Crèmes et produits finis cosmétiques






Exemple de crème


- Extrait dans l'acétone pour l'analyse en DMI
- Crème déposée directement dans le flacon HS pour la SPME

Crèmes



SHIMADZU

Solutions for Science




SPME

SPME with hand creme (100 mg dans 10 ml)


- - undiluted into headspace vial and heated at 60°C
- Adsorption 20 min with DVB/PDMS

Crèmes



SHIMADZU

Solutions for Science



résumé

Résumé

Contrôle des matières premières	Coélution Faux positifs / faux négatifs	GCMS-SCAN (OK) GCMS-SIM (Pb Coelution) GCMS-Dual column (OK) Comprehensive GCMS (OK) GCxGC-TOF (Trop cher)
Contrôle des compositions	Coélution Faux positifs / faux négatifs	GCMS-SCAN GCMS-SIM GCMS-Dual column Comprehensive GCMS GCxGC-TOF
Contrôle des crèmes, shampooing, émulsions, ...	Coélution Faux positifs / faux négatifs Pb matrice	ALEX-GCMS (OK) LINEX-GCMS (OK) SPME (OK)



SHIMADZU

Solutions for Science

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.